

# 核醫前哨淋巴結掃描

(Lymphangiography for sentinel lymph node)

經過臨床醫師的評估，須為您安排核醫前哨淋巴結掃描，希望透過下面的介紹，能讓您對核醫前哨淋巴結掃描有進一步的了解。

**核醫前哨淋巴結掃描的目的為：**

前哨淋巴結為淋巴路徑中淋巴引流所經過的第一個淋巴結，定位出前哨淋巴結後即可以病理切片判別，作為後續手術治療的依據。此檢查係利用放射性同位素鎝製劑 (Tc-99m phytate) 經由淋巴組織進入淋巴循環系統內，藉由伽瑪攝影儀擷取前哨淋巴結之影像，以達定位與偵測之目的。

**核醫前哨淋巴結掃描的檢查方式如下：**

1. 若您有懷孕的可能，可能暫時不宜進行核醫前哨淋巴結掃描，請先告知我們。
2. 檢查前並不需特別的準備。
3. 檢查時，先在腫瘤周圍皮下注射少量核醫藥物，隨即進行造影，依據個人淋巴系統流速不同，共需時約30~120分鐘。
4. 檢查後，可能立即開刀，請依您的護理師指示做準備。

接受核醫前哨淋巴結掃描時，在攝影的過程中應保持靜止不動，如此可以避免影像模糊。其他則無特別之注意事項，並且罕見有過敏等副作用。



阮綜合醫療  
社團法人 **阮綜合醫院**  
YUAN'S GENERAL HOSPITAL